



## ALLERGIE



### Règles de prescription :

Les dosages d'IgE spécifiques sont référencés à la NABM\*.

**ImmunoCAP® Phadiatop** et **ImmunoCAP® Trophatop** sont remboursés, y compris lorsqu'ils sont associés sur une même prescription.

### Conditions de réalisation :

Les dosages d'IgE spécifiques ne requièrent pas de conditions de prélèvement particulières

- Ils ne sont pas influencés par les traitements antihistaminiques
- Ils ne nécessitent pas d'être à jeun
- Ils peuvent être réalisés à tout âge, sans limite inférieure d'âge

\* Nomenclature des actes de biologie médicale publiée au JO du 28/11/2003

[thermoscientific.com/phadia](http://thermoscientific.com/phadia)

© 2012 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries.  
Manufacturer: Phadia AB, Uppsala Sweden.

<b>Head office Sweden</b> +46 18 16 50 00	<b>Germany</b> +49 761 47 8050	<b>Sweden</b> +46 18 16 50 00
<b>Austria</b> +43 1 270 20 20	<b>India</b> +91 11 4610 7555/56	<b>Switzerland</b> +41 43 343 4050
<b>Belgium</b> +32 2 749 55 15	<b>Italy</b> +39 02 64 163 411	<b>Taiwan</b> +886 2 2516 0925
<b>Brazil</b> +55 11 3345 5050	<b>Japan</b> +81 3 5365 8332	<b>The Netherlands</b> +31 30 602 37 00
<b>China</b> +86 25 8960 5700	<b>Korea</b> +82 2 2027 5400	<b>United Kingdom/Ireland</b>
<b>Czech Republic</b> +420 220 518 743	<b>Norway</b> +47 21 67 32 80	+44 1 908 769 110
<b>Denmark</b> +45 70 23 33 06	<b>Portugal</b> +351 21 423 5350	<b>USA</b> +1 800 346 4364
<b>Finland</b> +358 9 8520 2560	<b>South Africa</b> +27 11 792 6790	<b>Other countries</b> +46 18 16 50 00
<b>France</b> +33 1 61 37 34 30	<b>Spain</b> +34 935 765 800	

### Tests sanguins

## d'orientation diagnostique

## ImmunoCAP®

### la référence des tests sanguins d'orientation en allergie

Les tests d'orientation diagnostique ImmunoCAP® mesurent les IgE spécifiques de mélanges équilibrés des aéroallergènes et des trophallergènes les plus courants.

#### Aéroallergènes



#### ImmunoCAP® Phadiatop

- Acariens domestiques, Animaux, Moisissures, Pollens

#### Aliments



#### ImmunoCAP® Trophatop adulte

- Blanc d'œuf, lait de vache, poisson, arachide, soja, blé
- Noisette, crevette, kiwi, banane
- Graines de sésame, levure de bière, ail, céleri



#### ImmunoCAP® Trophatop enfant (jusqu'à 15 ans)

- Blanc d'œuf, lait de vache, arachide, moutarde
- Poisson, noisette, soja, blé
- Crevette, kiwi, bœuf, sésame

## ImmunoCAP®

### pour confirmer ou écarter une allergie à tout âge

La gamme ImmunoCAP® de tests d'orientation diagnostique tient compte de l'évolution des allergènes en cause selon l'âge et aide à déterminer si les symptômes sont d'origine allergique ou non, à tout âge.



#### Jusqu'à 15 ans

- ImmunoCAP®  
**Phadiatop**  
+  
**Trophatop enfant**



#### Chez l'adulte

- ImmunoCAP®  
**Phadiatop**  
+  
**Trophatop adulte**

#### Si tous les tests sont négatifs

Recherche d'une autre étiologie ; en cas de persistance des symptômes prendre un avis spécialisé.

#### Si au moins un test est positif

Présence d'IgE spécifiques confirmée, bilan allergologique complet pour identifier le ou les allergènes en cause.